- 一、实验核心目的
- 1、颠覆性验证:在无电荷源的时变磁场中,直接测量涡旋电场对带电体的力学作用,挑战"电场是否真实存在"的百年争议。
- 2、理论边界探索: 检验麦克斯韦方程组在瞬态强场条件下的适用性,寻找量子修正迹象。
- 3、技术突破: 开发新型电场力学传感器, 为暗物质探测、真空极化研究提供新工具。

二、实验步骤详解

## 阶段 1: 探针系统构建(3周)

1、带电探针制备

选用 PRC400 型原子力显微镜探针

通过扫描隧道显微镜(STM)向探针尖端注入电荷(目标: q=10^-15C)

用石墨烯包裹实现电荷稳定(衰减时间 >48 小时)

2、悬臂传感系统集成

将直径 5mm 的铝片焊接至悬臂自由端(焊接温度 <200℃防止硅基变形)

在铝片表面镀制 100nm 氮化硅绝缘层(防止电荷泄漏)

## 阶段 2: 磁场-电场耦合(2周)

3、脉冲磁场系统搭建

使用市售高压脉冲电源(如 Behlke HTS 300kV)驱动平面螺旋线圈

参数设定:

磁场变化率 ∂B/∂t=10^6T/s

脉冲宽度 T=10 µs (避免热效应)

4、三维磁场屏蔽

外层: 2mm 厚坡莫合金筒 (衰减静磁场 >60dB)

内层: 超导铅膜(抑制瞬态涡流干扰)

## 阶段 3: 力学测量(核心阶段)

5、差分测量实施

并排安装两套完全相同的探针系统

仅实验组探针置于脉冲磁场区

实时记录  $\Delta R=R$  实验 -R 对照

6、信号提取与放大

惠斯通电桥输出接入锁相放大器(参考频率=磁场调制频率)

采用两级放大:

前级: 低温低噪放大器(LN2冷却至77K)

后级: 数字锁相积分(时间常数=100ms)

## 阶段 4: 校准与验证

7、平行板电场校准

构建间距 1cm 的铜制平行板电容器(E=U/d)

在 E=10^3V/m 下测量探针响应,建立电荷-形变标定曲线

8、量子极限验证

将系统冷却至 4.2K (液氦杜瓦)

对比常温/低温数据,分离热噪声与量子涨落